



## Verwendete Materialien

Die verwendeten Stoffe Perlon + Lycra sind von hoher Qualität und Langlebigkeit. Sie erlauben eine gleichmäßige Kompression bei großer Bandbreite der Abmessungen.

**Die verwendeten Stoffe und Farben sind hypoallergen.**

Waschbar bei 40°C. Nicht für den Trockner zugelassen (leiern aus).

Keinen Weichspüler verwenden!

## Wie wird gemessen?

Bitte **VOR** der Operation messen! Bitte richten Sie sich hierbei nach unseren Maßtabellen im Katalog zum jeweiligen Modell / zur jeweiligen Modellgruppe.

## Maßanfertigung

Da für eine gute Kompression die Passgenauigkeit entscheidend ist, sollten Sie frühzeitig auf eine Maßanfertigung ausweichen, wenn die Maße nicht in die Konfektionstabelle passen.

Verwenden Sie zur Bestellung bitte unsere Maßblätter und beachten Sie unsere Hinweise in der Preisliste.

Für eine eindeutige Abwicklung der Bestellung füllen Sie bitte nur die Felder aus, die Ihre Mieder betreffen.

Lieferzeit: plus 1 Werktag.

## Achtung

Die meisten Mieder sind primär für die Fettabsaugung entwickelt; d. h. der Absaugerfolg ist bereits eingerechnet.

Ein Mieder gemessen Größe M vor der OP entspricht real etwa Größe S (15 – 20 % kleiner).

Dies ist dann wichtig, wenn Mieder bei anderen Operationen, z. B. in der Bauchchirurgie, eingesetzt werden.

Damit **dieses** Mieder nicht zu eng ist, bitte hier eine Größe höher wählen; oder uns einfach **die Maße und die geplante Operation mitteilen**, wir senden Ihnen dann das passende Mieder zu.

## Anforderungsformular

Sehr geehrter Kunde,  
bitte teilen Sie uns nachfolgend mit, welche Materialien Sie in welcher Menge benötigen:

### **ETO PREMIUM MIEDERWAREN**

- \_\_\_\_\_ **KATALOG(E)**
- \_\_\_\_\_ **PREISLISTE(N)**
- \_\_\_\_\_ **BESTELLFORMULARE**
- \_\_\_\_\_ **MASSBLÄTTER**

Diese Materialien sind kostenfrei!

Ihre Adresse:

Bitte senden Sie Ihre  
Bestellung per E-Mail an  
[info@mediequip.de](mailto:info@mediequip.de) oder  
per Fax an 06151 953 999