

Stoma- / bruchbandage

Name _____

Geburtsdatum _____ Frau Mann

1. Bestellung..... **Weschelversorgung**

Bitte ausfüllen:

Modellnr. _____

Zutreffendes
ankreuzen

Schwarz

Weiß

Beige

Kolostomie

Ileostomy

Urostoma

Aussparung für Stoma

Stoma auf der linken Seite

Stoma auf der rechten Seite

Bruch Ja

Fällt der Bruch nach innen, wenn Sie liegen? Ja

Perinealbruch Ja

Größe des Bruchs

Klein

Mittel

Groß

Soll die Bandage folgende Eigenschaften haben:

Offener Schritt

Geschlossener Schritt

Schrittklappe mit Haken/Ösen

Schrittklappe mit Klettverschluss

Hilfsverschluss auf der gegenüberliegenden Stoma-Seite Ja

Reißverschluss

Klettverschluss

Spitze am Beinabschluss

Beinabschluss mit elastischem Gummizug

Träger

Anti-Prolapsklappe

Verschluss über Stoma-Aussparung

Haken/Ösen

Klettverschluss

Eingriff

Eingriff mit Klettverschluss

Stomabeutelbezug, Modell:

1

2

3

Senden an:

Rücksendeadresse:

MediEquip International

Heidelberger Landstrasse 7

D-64297 Darmstadt

Tel 0049 6151953997

Fax 0049 6151953999


Mail info@mediequip.de

Name _____

Adresse _____

PLZ _____ Ort _____

Tel. _____



Anweisung für das Maßnehmen:

(Binden Sie ein Band rund um die Taille, so wird das Messen einfacher)

Geben Sie in den Kästchen oben bitte Folgendes ein:

- Kästchen 0..... Maß vom Schambein bis 5–6 cm oberhalb des Bruchs.
- Kästchen 1..... Taillenumfang (stehend)
- Kästchen 2..... Maß am Bruch (stehend)
- Kästchen 2a..... Maß am Bruch (liegend)
- Kästchen 3..... Hüftumfang, gemessen an der breitesten Stelle der Hüfte (stehend)
- Kästchen 4..... Oberschenkelumfang (stehend)
- Kästchen 5..... Zusätzliches Maß, 10 cm unter gemessenem Oberschenkelumfang (stehend)
- Kästchen 6..... Höhe bis zur Taille Setzen Sie sich auf eine HARTE Unterlage, messen Sie SITZEND von der Unterlage bis zur Taille, Sitzen Sie dabei mit geradem Rücken.
- Kästchen 7..... Wenn die Bandage über die Taille hinausreichen soll, tragen Sie ein, um wie viel Zentimeter höher sie hinausragen soll. Modell 900-901 und 902 wird bis zur Achselhöhle gemessen (sitzend).
- Kästchen 8..... Brustumfang, unterhalb der Brust gemessen (stehend).
- Kästchen 9..... Körperumfang, gemessen unter den Armen (stehend)
- Kästchen 10 ... Umfang Achsel-Schulter, rundherum gemessen
- Kästchen 11 ... BH-Größe bei Mieder.

WICHTIG!

Stoma mit Punkt markieren ●

Bruch mit Kreis markieren ○

↑
↓ Höhe

○—○ Umfang (Maß in cm.)

Markierung für Stoma-Aussparung und endgültige Höhe der Bandage

Wenn Sie eine Bandage zum Anprobieren erhalten, ist diese immer **besonders hoch** geschnitten. Wenn die Bandage richtig sitzt, markieren Sie die **Mitte** des Stomas mit einem Filzstift. (**Denken Sie daran, den Stomabeutel und die Hautschutzplatte mitzuschicken.**) Markieren Sie bitte auch die gewünschte Höhe der Bandage (ca. 5 cm über Stoma/Bruch). ETO stellt die Bandage mit der Stoma-Aussparung und in der gewünschten Höhe fertig. ETO schickt die Bandage zusammen mit Stomabeutel und Hautschutzplatte an Sie zurück.